

GUIA DE CUIDADOS CARETAS

BASICA – ERGO + -CONFORT MEDIC -CONFORT KID – CARETA LENTES

1

Limpiar todos los días con Agua y jabón ó Alcohol. Utilice un paño suave (Microfibra es ideal).



2

Se recomienda que la correa sea ajustada una sola vez para su uso. La careta es de uso personal e intransferible.



3

La vida útil de la careta depende del uso y cuidado que se le dé siguiendo estas recomendaciones.



IMPORTANTE

El uso de este producto es responsabilidad de quien lo usa y quien lo recomienda.